

## Coussin triangle



La vision dans la bouche du client conditionne la posture du professionnel dentaire.

Afin de limiter les flexions au niveau du dos et du cou, il est nécessaire que la tête du patient soit positionnée au bout du fauteuil.

**Dimensions** (largeur, longueur, hauteur) :  
18 x 18 x 6 po (46 x 46 x 15 cm)

**Matériel** : mousse et recouvrement anti-bactérien

- **Meilleure visibilité** : Rapproche la tâche près du professionnel
- **Meilleure posture** : Améliore la posture du professionnel et le confort du patient
- **Complément au fauteuil dentaire** : S'adapte à la grande majorité des fauteuils dentaires
- Ganses pour le rangement au mur
- Résiste à la désinfection

**Entretien** : Nos recouvrements réguliers (Naugahyde, Naugasoft) contiennent un agent de protection antibactérien. Pour un entretien quotidien, utilisez du savon doux et de l'eau. Lorsque la désinfection est nécessaire, utilisez des produits à base de peroxyde d'hydrogène stabilisé ou à faible concentration en alcool (moins de 10%), pour toutes les composantes.

## Positionnement recommandé

